

Gebrauchsanweisung

DEN INHALT DES BEUTELS IN DEN ORIGINAL BEHÄLTER UMFÜLLEN.

Vor Gebrauch das Pulver gut schütteln.

Mischungsverhältnis: Für eine kompletten Abdruck benötigt man 2 Meßbecher Pulver (19g) und 2 Meßbecher Wasser (40ml) von 23°C.

Mischzeit: 35 Sekunden.

Verarbeitungszeit: 80 Sekunden.

Abbindezeit: 120 Sekunden
Behälter gut schliessen und kühl und trocken aufbewahren.

Istruzioni d'uso

VERSARE IL CONTENUTO DELLA BUSTA NEL BARATTOLO.

Agitare la polvere prima dell'uso.

Proporzioni: per una impronta completa necessitano 2 misurini (19g) rasi di polvere e 2 misurini (40ml) di acqua a 23°C.

Spatolare vigorosamente per 35 secondi. Scegliere il portaimpronta ed inserirlo in bocca entro 80 secondi.

Tempo di presa: 120 secondi.
Controllare che il barattolo sia ben chiuso e conservarlo in luogo fresco e asciutto.



LOT

CYBER TECH

ALGINATE COLOUR

900 3247

Alginate Dustfree Alginate Impression Material

- **Fast Set**
 - **Guaranteed to contain powder for about 35 full impressions**
- In compliance with ISO 1563, BS 4269-Part 2, ADA No.18*

Alginato, (material de impresión) libre de polvo

- **Fraguado rápido**
 - **Garantiza un contenido para 35 cubetas aproximadamente**
- De acuerdo con la norma ISO 1563, BS 4269-Part 2, ADA No. 18*

Matériau à base d'alginate pour empreintes-sans poussière

- **Prise rapide**
 - **Quantité de poudre garantie pour la réalisation d'environ 35 empreintes complètes**
- Conforme aux normes ISO 1563, BS 4269-Part 2, ADA No. 18*

Alginat

- **Schnellabbindend, staubfreie Alginateabformmasse**
 - **Enthält Pulver für ca. 35 Vollabdrücke**
- Entspricht den Normen ISO 1563, BS 4269-Part 2, ADA No. 18*

Alginato per impronte - non fa polvere

- **Presa rapida**
 - **Garantisce un contenuto di polvere per circa 35 impronte complete**
- Conforme alle norme ISO 1563, BS 4269-Part 2, ADA No. 18*

450g

CE



EC REP
DE Healthcare Products
Gillingham
ME8 0SB U.K.



Instructions For Use

POUR THE CONTENTS OF THIS BAG INTO THE ORIGINAL CONTAINER.

Stir powder before use.

Mixing ratio: 2 levelled scoops of powder (19g) and 2 water (at 23°C) measures (40 ml) for a complete impression.

Spatulate vigorously for 35 seconds. Load tray and insert in 80 seconds.

Leave impression in mouth for a maximum of 1 minute (Setting time: 2 minutes).

Keep container well closed and store container in a cool and dry place.

Instrucciones de uso

VERTER EL CONTENIDO DE ESTA BOLSA EN EL CONTENEDOR.

Agitar el polvo antes de usarlo.

Proporción de mezcla: para una arcada completa se necesitan 2 medidas (19g) rasada de polvo y 2 medidas (40ml) de agua a 23°C.

Mézclese enérgicamente durante 35 segundos. Llenar y colocar la cubeta en la boca un máximo de 80 segundos. Tiempo de fraguado: 2 minutos.

Cerrar bien el recipiente y guardarlo en lugar seco y fresco.

Mode d'Emploi

TRANSVASER LE CONTENU DE CE SACHET DANS LA BOITE D'ORIGINE.

Agiter la poudre avant usage.

Proportion de mélange : pour une empreinte complète il faut 2 mesures (19g) de poudre arasée et 2 d'eau (40ml) à 23°C.

Spatuler vigoureusement pendant 35 secondes. Vous disposez de 80 secondes pour charger le porte-empreinte et l'insérer en bouche. Temps de prise: 2 minutes.

Bien refermer la boîte après usage et la conserver dans un endroit frais et sec.

Compatible plasters / Kompatible Gipstypen / Plâtres compatibles
Yesos compatibles / Gessi compatibili:
Type / Typ / Tipo: 3 - KERR Hydrocal
Type / Typ / Tipo: 4 - WHIP MIX Prima Rock